




Montage der Wandhalterung



Warnung!

- In die Wandhalterung BASE STATION 3 NG dürfen nur die Trageplatten LIFE-BASE III und LIFE-BASE 4 NG eingehängt werden. Gewicht und Abmessungen dieser Trageplatten sind exakt auf die Wandhalterung abgestimmt. Eine Verwendung anderer Trageplatten ist daher nicht zulässig.
- Das Einhängen von Fremdprodukten oder Adaptern anderer Hersteller ist nicht zulässig, da es nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Wandhalterung entspricht.

Montageschritte

- Suchen Sie einen geeigneten Befestigungsplatz, der **planeben** und **senkrecht** ist.
- Markieren Sie alle 9 Bohrungen an der Befestigungsstelle.
- Bohren Sie die Befestigungslöcher mit einem Bohrer $\varnothing 4,2$ mm vor.

- Bringen Sie in den Untergrund neun Gewinde M5 ein.
- Schrauben Sie die Wandhalterung mit den beiliegenden 9 Schrauben an. Die Trageplatte muss waagrecht montiert werden.
- Schließen Sie die Ladeschnittstelle über den KFZ-Stecker an das 12 V-Bordnetz des Einsatzfahrzeuges an.

Hinweis:

- Der Befestigungsuntergrund muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um die Wandhalterung und die Trageplatte nach EN 1789 Krankenkraftwagen und/oder RTCA DO 160E sicher zu halten.
- Der Anschluss der Ladeschnittstelle an das 12 V-Bordnetz muss über eine 8 A-Sicherung abgesichert sein.
- Die Wandhalterung ist ausschließlich mit M5-Befestigungsschrauben nach EN ISO 4762 (Festigkeit 8.8) geprüft worden. Werden andere Schrauben verwendet, achten Sie darauf, dass deren Festigkeit gleich- oder höherwertig ist.
- Der Einbau der Wandhalterung unterliegt der Verantwortung des Einbauers.

Fitting the wall bracket



Warning!

- The wall mounting BASE STATION 3 NG may only be used for hanging up carrying platforms LIFE-BASE III and LIFE-BASE 4 NG. The weight and dimensions of these carrying platforms are exactly matched to the wall mounting, so use of other carrying platforms is not permitted.
- Hanging up third-party products or adapters from other manufacturers is not permitted, as this does not comply with the use in accordance with the purpose of this wall mounting.

Fitting steps

- Look for a suitable place to attach the wall mounting, somewhere **plane** and **vertical**.
- Mark all 9 bores at the mounting point.
- Drill the holes using a 4.2 mm drill bit.

- Insert nine M5 threads in the surface for attachment.
- Screw on the wall mounting using the 9 screws enclosed. The carrying platform must be mounted horizontally.
- Connect the charger interface to the 12 V on-board electricity supply of the emergency vehicle using the plug connector for vehicles.

Note:

- The surface for attachment must be sufficiently firm to hold the wall mounting and the carrying platform securely to EN 1789 (ambulances) and/or RTCA DO 160E.
- The charger interface connection to the 12 V on-board electricity supply must be fused with an 8 A fuse.
- The wall mounting has been tested exclusively with M5 mounting screws to EN ISO 4762 (strength 8.8). If other screws are used, ensure that they are of equivalent or higher strength.
- The fitter is responsible for the fitting of the wall mounting.

Montage du support mural



Avertissement !

- Le support mural BASE STATION 3 NG peut uniquement accueillir les plates-formes LIFE-BASE III et LIFE-BASE 4 NG. Le poids et les dimensions de ces plates-formes sont exactement définis pour le support mural. Il est dès lors interdit d'utiliser tout autre type de plates-formes.
- La fixation de produits ou d'adaptateurs d'autres marques est interdite étant donné que cela entre en conflit avec l'utilisation conforme de ce support mural.




Procédure de montage

- Déterminez un emplacement **plat** et **d'aplomb** convenant pour la fixation.
- Tracez les repères pour l'ensemble des 9 orifices sur l'emplacement de fixation.
- Percez les orifices à l'aide d'une mèche de $\varnothing 4,2$ mm.
- Insérez 9 filetages M5 dans l'emplacement de fixation.


- Vissez le support mural à l'aide des 9 vis fournies. La plate-forme doit être montée horizontalement.
- Raccordez l'interface de charge au réseau 12 V du véhicule à l'aide de la fiche voiture.

Remarque :

- Le support de fixation doit être suffisamment solide pour pouvoir maintenir fermement et en toute sécurité le support mural et la plate-forme dans les ambulances de type EN 1789 et/ou RTCA DO 160E.
- Le raccordement de l'interface de charge au réseau 12 V du véhicule doit être protégé par un fusible de 8 A.
- Le support mural doit être exclusivement fixé avec des vis de fixation M5 conformes à la norme EN ISO 4762 (rigidité 8.8). Si vous utilisez d'autres vis, veillez à ce que leur solidité et rigidité soit équivalente ou supérieure aux vis mentionnées ci-dessus.
- Le montage du support mural relève de la responsabilité de l'installateur.



BASE STATION 3 NG




Montageanleitung Fitting instructions Instructions de montage

BASE STATION 3 NG WM 8190

BASE STATION 3 NG mit Ladeschnittstelle /
with charger interface / WM 8195
avec interface de charge

Wandhalterung für LIFE-BASE III und LIFE-BASE 4 NG
Wall mounting for LIFE-BASE III and LIFE-BASE 4 NG
Support mural pour LIFE-BASE III et LIFE-BASE 4 NG

WEINM/ÄNN
medical technology



WEINM/ÄNN
medical technology
WEINMANN
Geräte für Medizin GmbH+Co. KG
P.O. Box 540268 · D-22502 Hamburg
Kronsachsweig 40 · D-22525 Hamburg
Phone +49 (0)40 5 47 020
Fax +49 (0)40 5 47 02461
E-mail info@weinmann.de
Internet www.weinmann.de

WM 16623e - 02/09

