


Ambu® Mark IV

siehe S. 10



Ambu® Silikon-Beatmungsbeutel

Erwachsene und Kinder siehe S. 12



– einfach kompatibel

ZUBEHÖR

- 1** 209 000 506 Adapter 28/32 mm für Verlängerungsschlauch für Mark III, Mark IV und Silikonbeutel (Einlassstutzen-Beutel bzw. Einlassstutzen-Patientenventil)
- 2** 295 000 501 Einmembran-Patientenventil, komplett
- 3** 209 000 507 HVT-Adapter 24 mm bzw. Adapter für Verlängerungsschlauch für Mark III, Mark IV und des Silikonbeutel (Auslassstutzen-Beutel)
- 4** A 000 137 000 PEEP-Ventil 10 mit Konnektor i.D. 30 mm
- 5** A 000 213 000 PEEP-Ventil 20 mit Konnektor i.D. 30 mm
- 6** 304 000 507 Sauerstoffreservoir, autoklavierbar, komplett
- 7** siehe Ambu Demandventil S. 24
- 8** siehe Ambu Masken S. 16
- 9** 209 000 508 Spiralschlauch für Anschluss an O₂-Regulator
- 10** 209 000 703 Verlängerungsschlauch 1050 mm, komplett mit Anschlussadapter für Mark III, Mark IV und Silikonbeutel
- 11** 209 000 701 Verlängerungsschlauch 300 mm, komplett mit Anschlussadapter für Mark III, Mark IV und Silikonbeutel
- 12** 209 000 702 Verlängerungsschlauch 900 mm, komplett mit Anschlussadapter für Mark III, Mark IV und Silikonbeutel

ERSATZTEILE

- 13** 304 000 502 Außenhülle für Mark IV
- 14** 245 000 502 Silikon-Beatmungsbeutel Erwachsene mit Ausgangsstutzen
- 15** 246 000 502 Silikon-Beatmungsbeutel Kinder mit Ausgangsstutzen und Druckbegrenzungsventil
- 16** 245 000 511 Expirationskonnektor mit PEEP-Ventil Adapter für EMP
- 17** 304 000 506 Gravurplatte
- 18** 304 000 504 Handschlaufe mit Gravurplatte für Mark IV
- 19** 304 000 501 Innenbeutel für Mark IV
- 20** 304 000 503 Konnektor zwischen Mark IV Außenhülle und EMP
- 21** 304 000 505 Mark IV Einlassventil, komplett
- 22** 304 000 509 Sauerstoffreservoir-Gehäuse
- 23** 304 000 508 Sauerstoffreservoirbeutel, autoklavierbar
- 24** siehe Ambu Masken S. 78
- 25** siehe Ambu Masken S. 78
- 26** 295 000 502 Ventilgehäuse für Einmembran-Patientenventil
- 27** 245 000 509 Ventilmembran für EMP (orange)
- 28** 299 000 504 Schlaufe mit Gravurplatte für Silikon Beatmungsbeutel und Mark IV Baby
- 29** 245 000 517 Flanschmutter für Sauerstoffreservoirbeutel




Ambu® Mark IV Baby

siehe S. 11



Ambu® Silikon-Beatmungsbeutel Neonate

siehe S. 13



ZUBEHÖR

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 299 000 507 | Adapter für Sauerstoffreservoir zum Anschluss an Mark IV Baby |
| 2 | 288 000 510 | O ₂ -Reservoirschlauch, Länge 250 mm |
| 3 | A 000 137 000 | PEEP-Ventil 10 mit Konnektor i.D. 30 mm |
| 4 | A 000 213 000 | PEEP-Ventil 20 mit Konnektor i.D. 30 mm |
| 5 | 299 000 506 | Sauerstoffreservoir, autoklavierbar komplett mit Adapter für Mark IV Baby |
| 6 | siehe Ambu Masken S. 16 | |
| 7 | 209 000 508 | Spiralschlauch für Anschluss an O ₂ -Regulator |
| 8 | 059 000 501 | Verlängerungsschlauch 600 mm, mit 15-mm-ISO-Anschlüssen |

ERSATZTEILE

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 9 | 288 000 509 | Abdeckung für Manometeranschluss |
| 10 | 299 000 502 | Außenhülle für Mark IV Baby |
| 11 | 299 000 510 | Baby EMP Gehäuse |
| 12 | 299 000 508 | Baby EMP, komplett |
| 13 | 288 000 503 | Beatmungsbeutel Neugeborene |
| 14 | 299 000 505 | Einlassventil komplett |
| 15 | 245 000 509 | Ventilmembran für Einlassventil (orange) |
| 16 | 299 000 512 | Expirationskonnektor für Baby EMP, mit PEEP-Ventil Adapter |
| 17 | 304 000 506 | Gravurplatte |
| 18 | 299 000 501 | Innenbeutel für Mark IV Baby |
| 19 | 299 000 509 | Kappe für Überdruckventil (nicht abgebildet) |
| 20 | 299 000 503 | Konnektor zwischen Mark IV Baby Außenhülle und Baby EMP |
| 21 | 304 000 509 | Sauerstoffreservoir-Gehäuse |
| 22 | 304 000 508 | Sauerstoffreservoirbeutel, autoklavierbar |
| 23 | 299 000 504 | Schlaufe mit Gravurplatte komplett |
| 24 | siehe Ambu Masken S. 78 | |
| 25 | siehe Ambu Masken S. 78 | |
| 26 | 288 000 506 | Ventilmembran für EMP Mark IV Baby und Silikon Neonate (orange) |
| 27 | 245 000 517 | Flanschmutter für Sauerstoffreservoirbeutel |

