

Mehrweg-Patientenschlauchsystem für Medumat Transport

Verbindungsleitung zum BiCheck-Flowsensor
2m Länge (Mehrweg-Artikel)


Nr. WM 28552

Beatmungsschlauch
2 m Länge (Mehrweg-Artikel)

Nr. WM 28421

Schlauchschtzhülle
2 m Länge (Mehrweg-Artikel)

Nr. WM 28585



Schutzkappe für BiCheck-Flowsensor und
Verbindungsleitung (Mehrweg-Artikel)

Nr. WM 28624

Messschlauchsystem 2m Länge

MIT CO₂:

Mehrweg-Artikel:

- Messschlauchsystem (zusätzlich bitte Nr. WM 15695 bestellen)

Nr. WM 28622

Einweg-Artikel:

- Messschlauchsystem
 - 1 Stück
 - 10 Stück
 - 25 Stück
 - 50 Stück

Nr. WM 28595

Nr. WM 15771

Nr. WM 15772

Nr. WM 15773

OHNE CO₂:

Mehrweg-Artikel:

- Messschlauchsystem

Nr. WM 28622

Einweg-Artikel:

- Messschlauchsystem

Nr. WM 28685

BiCheck-Flowsensor:
(Mehrweg-Artikel)

- 1 Stück
- 5 Stück

Nr. WM 22430

Nr. WM 15685

Winkelstück 90° (Mehrweg-Artikel)

Nr. WM 28497

Schlauchsystem 2m Länge

MIT CO₂:

• Komplettsystem:

Mehrweg-Artikel: MIT Schlauchsystem, BiCheck-Flowsensor, Verbindungsleitung, Schlauchschutzhülle

Einweg-Artikel: 5er Set CO₂-Absaugung

Nr. WM 28425

• Einzelkomponenten zum Nachbestellen:

Mehrweg-Artikel:

- Schlauchsystem mit BiCheck-Flowsensor

Nr. WM 28480

Einweg-Artikel:

- 5er Set CO₂-Absaugung (CO₂-Messschlauch + Wasserfilter)
- 5er Set Wasserfilter

Nr. WM 15695

Nr. WM 97011

OHNE CO₂:

• Komplettsystem:

Mehrweg-Artikel: MIT Schlauchsystem, BiCheck-Flowsensor, Verbindungsleitung, Schlauchschutzhülle

Nr. WM 28295

• Einzelkomponenten zum Nachbestellen:

Mehrweg-Artikel:

- Schlauchsystem mit BiCheck-Flowsensor


Nr. WM 28296

Einweg-Artikel:

- Verschlussstopfen für CO₂-Messabgang

Nr. WM 28671

Patientenventil



- 1 Aufnahme Rückschlagventil
Nr. WM 28473
- 2 Rückschlagventil
Nr. WM 28474
- 3 Patientenventil Grundkörper
Nr. WM 28476
- 4 PEEP-Steuermembran
Nr. WM 28475
- 5 Steuerdeckel
Nr. WM 28472
- 6 Patientenventil komplett
Nr. WM 28553