


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Alkoholtupfer

Produktbeschreibung <i>Product Description</i>	Alkoholtupfer aus Vliesstoff, getränkt mit 0,4 ml Isopropyl-Alkohol 70%. Praktisch und schnell zu öffnen, sofort gebrauchsfertig, sehr reißfest. <i>Alcohol pads made of non-woven fabric, soaked with 0,4 ml isopropyl alcohol 70%. Practical and quickly to open, immediately ready for use, very tearproof.</i>														
Anwendung <i>Application</i>	Zur Reinigung der Haut. <i>For cleaning of the skin.</i>														
Besonderer Hinweis <i>Special information</i>	Die Alkoholtupfer dürfen nur in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen nationalen Gesetzen und Hygienebestimmungen zur Anwendung gebracht werden. <i>The alcohol pads can only be used in accordance with the valid national law and hygienic regulations.</i>														
Ausführungen <i>Variants</i>	<table><thead><tr><th>Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i></th><th>Größe/ <i>Size</i></th><th>Inhalt/ <i>Content</i></th><th>Artikelnummer/ <i>Article Number</i></th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ <i>SU</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>Alkoholtupfer/ <i>Alcohol pads</i></td><td>30 × 30 mm, 2-lagig/2-ply</td><td>100 x 1 Stk./ pcs.</td><td>76620</td><td>4046153090020</td><td>09391893</td><td>60</td></tr></tbody></table>	Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>	Alkoholtupfer/ <i>Alcohol pads</i>	30 × 30 mm, 2-lagig/2-ply	100 x 1 Stk./ pcs.	76620	4046153090020	09391893	60
Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ <i>SU</i>									
Alkoholtupfer/ <i>Alcohol pads</i>	30 × 30 mm, 2-lagig/2-ply	100 x 1 Stk./ pcs.	76620	4046153090020	09391893	60									
Qualitätssicherung <i>Quality Management</i>	Kosmetikrichtlinie <i>cosmetic guideline</i>														
Material <i>Material</i>	100 % Vliesstoff <i>100 % Non-woven fabric</i> 0,4 ml Isopropyl-Alkohol 70 % <i>0,4 ml isopropyl-alcohol 70 %</i>														
Verwendbarkeit <i>Shelf Life</i>	5 Jahre <i>5 Years</i>														
Symbole <i>Symbols</i>	     